

Croix Rouge Française Master L2H2/L3H2



560, route de Valfroide
BP 12 - Z.I.


38690 Colombe (France)

Tél. : (33) 4 76 55 87 22

Fax : (33) 4 76 55 98 57

E-mail :

sanicar.commercial@wanadoo.fr



Renault Master L2H2/L3H2



VEHICULE DE BASE

Renault Master L2 H2. 3500 kg ou Renault Master L3 H2 3500kg. Fourgon tôle. Couleur « Blanc ». Suspension mono lame composite. Portes arrières vitrées. Porte latérale droite coulissante vitre fixe. Porte latérale gauche coulissante tôle

Toutes les transformations sont réalisées dans les règles de l'art et répondent à la norme EN 1789 et NIT 330.

DESCRIPTION – CARACTERISTIQUES VSAV

1 - Agencement général de la carrosserie :

Inscriptions latérales et balisage selon NIT 330 et NFS 61-570. Baie latérale droite et gauche formant issue de secours. Toutes les vitres de la cellule sanitaire donnant sur l'extérieur sont rendues opaques (2/3-1/3). Marche pied arrière avec revêtement anti-dérapant

2 - Équipement électrique :

Feux tournants sur pavillon à l'avant, une rampe arrière avec feux tournants et feux oranges à défilement à leds. Commandes et voyants en cabine. Avertisseur SP électronique. Installation 220V avec antidémarrage et protection 30mA. Installation 12v indépendante avec coupe batterie et prise de charge. Tableau de commande et voyants de servitude dans la cellule sanitaire. Éclairage de la cellule par 10 plafonniers.

3 - Conditionnement d'air :

Chauffage autonome à air pulsé. 1 chauffage céramique électrique 220 v. 1 aspirateur électrique « aspire-refoule ».

4 - Aménagement intérieur de la cellule :

Habillage intérieur entièrement réalisé en polyester moulé avec isolation thermique et phonique. Plancher moulé sur nid d'abeille avec plinthes et motifs anti-dérapant.

1 cloison de séparation avec baie vitrée (300 x 400 mm) isolant la cellule de la cabine de conduite.

2 sièges accompagnateurs avec ceintures et garniture en simili dont 1 en tête de brancard.

Mobilier sanitaire ergonomique réalisé selon la NIT 330.

Double rail pour supports médicaux amovibles.

Table médicale mobile à assistance électrique permettant le réglage de la hauteur et les positions « proclive déclive ». Brancard et système d'ancrage 3 points conforme à la EN 1865

5 - Oxygénothérapie :

Prédisposition pour installation des bouteilles d'oxygène (5 ou 15 litres) selon la norme.

6 - Options :

Chariot portoir conforme à la EN 1865.

Climatisation cellule sanitaire à partir de la climatisation d'origine par l'installation d'un deuxième évaporateur de 5 kw sur le pavillon.

Plan dur.

Matelas coquille.

Matériels médicaux divers...

DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur : 5535 mm (L2 H2). 6035 mm (L3-H2)

Largeur : 1990 mm

Hauteur : 2650 mm

Longueur cellule : 3200 mm (L2-H2). 3550 m L3-H2

Hauteur intérieur : 1885 mm



560, route de Valfroide BP 12 - Z.I.

38690 Colombe (France)

Tél. : (33) 4 76 55 87 22