

# *Ambulance ASSU TRAFIC L2H2*



560, route de Valfroide  
BP 12 - Z.I.

38690 Colombe (France)

Tél. : (33) 4 76 55 87 22

Fax : (33) 4 76 55 98 57

E-mail :

[sanicar.commercial@wanadoo.fr](mailto:sanicar.commercial@wanadoo.fr)



# Ambulance Renault TRAFIC L2H2



Accès porte latérale



Siège accompagnateur



Lavabo



Boîtier de commande



Mobilier côté gauche



Logement chaise portoir

## VEHICULE DE BASE

Renault Trafic L2 H2. 1000 kg.- Couleur « blanc D31 », avec options impératives :

- 1 - Côtés droit de caisse vitrés.
- 2 - Portes latérales droite et gauche
- 3 - Vitres ouvrantes
- 4 - Pack climatisation

Nota : EXPORT, nous consulter.

## DESCRIPTION – CARACTERISTIQUES AMBULANCE

Cette ambulance est réalisée conformément à l'arrêté du 20 mars 1990 fixant pour la France les conditions des véhicules de transport sanitaires terrestres (Catégorie A).

### 1- Assise :

1 siège accompagnateur avec accoudoirs, ceinture 3 points et appui-tête. 1 assise sur passage de roue.

### 2- Bloc support brancard :

Table mobile à assistance électrique permettant le réglage de la hauteur et les positions Proclive - Déclive.

### 3- Chauffage – Climatisation :

1 groupe de chauffage aérotherme et climatisation (chaud-froid). Réglage ventilation/température par système électronique.

### 4- Équipement électrique :

1 rampe à 2 feux xénon à l'avant et 1 feu arrière xénon.  
1 aérateur de toit.

- 1 pré-équipement radio.
- 1 coupe circuit sanitaire.
- 1 avertisseur sonore électronique.
- 1 tableau de commande cabine.
- 1 tableau de commande cellule.
- Protection assurée par gestion électronique.
- 3 prises 12 Volts.
- 1 prises 220 Volts.
- 8 plafonniers halogène + 2 sous le placard haut gauche.
- 1 lampe de lecture.
- 2 lampes, éclairage plan de travail.
- 1 haut-parleur autoradio.
- 1 sonnette d'appel cabine.
- 2 voyants d'ouverture de porte.
- 1 projecteur arrière.

### 5- Habillage :

Habillage complet par éléments polyester.  
Plancher renforcé et isolé type nid d'abeille.  
Meuble frontal d'angle avec un lavabo et différents rangements.  
Gaine technique au pavillon.  
Séparation avec grande baie vitrée.  
Meuble de rangement frontal pour chaise portoir.  
Pavillon avec rails pour accessoires.

### 6- Oxygène : (bouteilles non fournies).

Emplacement pour 1 bouteille d'oxygène de 5 L à l'AR droit et l'AV droit, pour 1 bouteille d'oxygène de 15 L contre le meuble de la chaise portoir.  
Prise d'oxygène double côté gauche.

### 7- Disposition pour stockage de matériel médical non fourni :

Chaise portoir dans meuble frontal.  
Matelas immobilisateur sur côté gauche.

### 8- Aspect extérieur :

3 emblèmes distinctifs.  
Film noir adhésif (solaire) occultant (de jour) les vitres latérales et arrières de la cellule sanitaire.

## OPTIONS complémentaires disponibles

Suspension avec kit d'affaissement, brancards et matériel médical, nous consulter.



560, route de Valfroide BP 12 - Z.I.  
38690 Colombe (France)  
Tél. : (33) 4 76 55 87 22

Les caractéristiques des véhicules et adaptations présentées sont celles diffusées à la date du présent document (les photos de cette fiche technique sont données à titre d'exemple). Pour toutes variantes ou options, nous consulter. Janvier 2005.